

# STRONGBACK24

## Leichtgewicht-Faltrollstuhl

Der **STRONGBACK24** ist der erste Leichtgewicht-Faltrollstuhl, der wirkungsvoll Rücksicht auf den Rücken seines Nutzers nimmt. Seine einzigartige ergonomische Form fördert einen gesunden aufrechten Sitz – und sorgt für Komfort und Bequemlichkeit vom ersten Moment an. Dabei ist der innovative **STRONGBACK24** genauso leicht und einfach zu bedienen wie herkömmliche Rollstühle.

Neben der hervorragenden Ergonomie punktet der **STRONGBACK24** auch durch stilvoll geschwungene Formen und die Liebe zum Detail. Sein geringes Gewicht und sein durchdachtes, faltbares Design machen den Transport mit dem Auto zum Kinderspiel.



### Der ergonomische Rollstuhl

- Der **STRONGBACK24** bildet die Form einer natürlichen, gesunden Lendenwirbeläule nach und unterstützt sie.
- Durch die Form des **STRONGBACK24** wird vermieden, dass der/die Sitzende in sich zusammensackt und die Bandscheibe einem hohen Druck ausgesetzt ist.
- Diese erstklassige Ergonomie bietet konkurrenzlosen Komfort und gesundheitlichen Nutzen.
- Die patentierte **STRONGBACK** Technologie ist die Evolution des herkömmlichen Faltrollstuhls – durch die zusätzliche wirkungsvolle Unterstützung der Sitzhaltung.

# Technische Daten

## STRONGBACK24

Abmessungen und Gewichte			
Sitzbreite	40 cm	45 cm	50 cm
Sitztiefe	45 cm	45 cm	45 cm
Sitzhöhe	50 cm	50 cm	50 cm
Sitzwinkel	12°	12°	12°
Gesamtbreite	64 cm	69 cm	74 cm
Gesamtlänge	102 cm	102 cm	102 cm
Gesamthöhe max.	94.5 cm	94.5 cm	94.5 cm
Rückenlehnenhöhe	45 cm	45 cm	45 cm
Rückenlehnenwinkel	gekrümmt von -10° bis +20°		
Gesamtgewicht <sup>1</sup>	12.9 kg / 13.6 kg <sup>3</sup>	13.0 kg / 13.8 kg <sup>3</sup>	13.1 kg / 13.9 kg <sup>3</sup>
Nettogewicht <sup>2</sup>	11.2 kg / 12.0 kg <sup>3</sup>	11.4 kg / 12.1 kg <sup>3</sup>	11.5 kg / 12.2 kg <sup>3</sup>
Maximale Belastbarkeit	135 kg	135 kg	135 kg

<sup>1</sup> Gesamtgewicht inkl. Werkzeug, Beinstützen, Kippschutz und Rädern

<sup>2</sup> Mindestbenutzungsgewicht inkl. Rädern, exkl. Werkzeug, Beinstützen, Kippschutz

<sup>3</sup> mit Trommelbremse

Reifen	
Antriebsräder	24" x 1" PU (pannensicher), entspricht 540 x 25 mm
Lenkräder	150 x 32 mm PU (pannensicher)

Fahreigenschaften	
Kippstabilität	7.2°

## Grundausrüstung

- Schwenkbare und abnehmbare Fussstützen
- Kleidungsschonende Seitenblenden
- Ergonomisch geformte Komfort-Handgriffe
- Antriebsräder mit Steckachse zum einfachen, schnellen Demontieren
- Abnehmbare Kippschutzräder
- 3-Positionen-Hinterachse für Anfänger, Fortgeschrittene und Erfahrene
- Schreibtischoptimierte Armlehnen (hochklappbare Armlehnen optional)
- Begleitpersonenbremsen (optional)



### Strongback Mobility AG

Firststrasse 15 | 8835 Feusisberg | Schweiz

+41 43 5415254

info@strongbackmobility.com

int.strongbackmobility.com