



Sicher und hygienisch

- Leichte Desinfektion und Reinigung durch glatte Oberflächen
- Ästhetisch ansprechend auch für moderne Bäder
- Fest verschraubte Toilettensitzerhöhung
- In drei verschiedenen Sitzhöhen lieferbar: 20, 60 und 100 mm, inkl. hochklappbarer Armlehnen
- Werkzeugloses Entfernen von Deckel und Toilettensitz durch Clipsystem
- Belastbarkeit bis 150 kg



Sicher und pflegeleicht

- Fest verschraubte Toilettensitzerhöhung
- Mit Schnellverschraubung in Sekunden festgedreht
- Drei verschiedene Sitzhöhen (60/100/150 mm) und Sitzwinkel einstellbar
- Mit oder ohne hochklappbare Armlehnen erhältlich
- Belastbarkeit bis 120 kg



Sicher und sehr belastbar

- Leichte Desinfektion und Reinigung durch glatte Oberflächen
- Ästhetisch ansprechend auch für moderne Bäder
- Aufsteckbare 100 mm Toilettensitzerhöhung
- Einfache und sichere Fixierung auf dem Toilettenbecken
- Mit oder ohne Deckel erhältlich
- Belastbarkeit bis 225 kg