

MovingStar 601



Alle Vorteile im Überblick

- Leichtes faltbares Elektromobil
- Leistungsstarker Antrieb
- Hohe Reichweite
- Erlaubt in öffentlichen Verkehrsmitteln
- Austauschbare Lithium-Akkus
- Justierbare Armlehnen
- Hochwertige Bereifung
- Abnehmbares Sitzpolster zur einfachen Reinigung
- Akku IATA-geprüft, für die Mitnahme im Flugzeug geeignet
- Anti-Kipp-Räder
- Weiteres Zubehör im Onlineshop
- Rückenlehne Höhe und Neigung verstellbar

Das faltbare Elektromobil – nicht nur für die Reise

Technische Daten: MovingStar 601

B/H/L	62 × 103 × 102 cm
Maße geklappt	88 × 62 × 48 cm
Sitz B/H/T	42 × 52 × 42 cm
Maß zwischen den Armlehnen	48 - 62 cm justierbar
Höhe Rückenlehne	55 - 59 cm justierbar
Farben	●
Gewicht	32 kg ohne Batterie 29,5 kg
Max. Benutzergewicht	150 kg
Wenderadius	83 cm
Reichweite	15 km
Max. Geschwindigkeit	6 km/h
Steigung	12 %
Motor	2 bürstenlose Motoren 24 V, 250 W
Batterie	2 Batterien je 24 V, je 12 AH, Lithium-Ionen

Besonderheiten

Bedienung mit Joystick
Bewegliche Fußstütze
Seitlicher Einstieg
Federung

