



Artikel-Nr.: CURVE 9000
Farbe: weiß

Wandhaltestange La Ola – bewährte, gebogene Griffstange

„Jetzt auch zur Wandmontage mit zusätzlich horizontal angebrachter Stützstange“


- der gebogene Griff ermöglicht stufenweises Hochziehen
- sicheres Stehen, Hinsetzen und Aufstehen
- individuell auf die Nutzerposition einstellbar
- Einrastung in 45° Schritten
- zusätzlicher Halt durch die horizontale Stützstange
- komplett bis gegen die Wand schwenkbar

Technische Daten:
Material: rostfreier verzinkter Stahl
Länge komplett: 102 cm
Länge der gebogenen Griffstange: 48 cm
Länge der horizontalen Stützstange: 36 cm
Abstand zur Wand bei 90° Position des Griffes: 32 cm
belastbar bis: 136 kg
Gewicht: 4,8 kg



**JETZT
PLAKAT
ANFORDERN**

SIEHE S. 32



Artikel-Nr.: POLE 1100
Farbe: weiß/silber

Technische Änderungen aller Produkte vorbehalten!


Pole

– Boden-Deckenstange mit Griff

„Montage ohne Werkzeug und Bohren!“

- Boden-Deckenstange und Haltegriff in einem
- Höhe individuell einstellbar von 2,10 m - 3 m
- leichtes Umsetzen
- zerlegbar in zwei ca. 135 cm lange Einzelteile
- 360° schwenkbarer Griff mit 8 Rastungen

Technische Daten:
Mögliche Höhe: 2,10 m - 3 m
Gewicht: 9,3 kg
Belastbar bis: 136 kg
Material: verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung



Kann an beliebigem Ort montiert werden.



Einrastung in 45° Schritten.



Ermöglicht einfaches Hinsetzen und Aufstehen.